



RECOMENDACIONES

LABINCO IP-03-32

Diagnóstico molecular para Gonorrea y Clamidia en Orina femenina y masculina

Recomendaciones previas a la toma de la muestra:

- Se necesita la primera orina de la mañana.
- No orine durante 2 horas antes de que se recolecte la muestra de orina.
- Las mujeres no deben hacerse lavados vaginales ni usar cremas o medicamentos vaginales durante al menos 24 horas antes de recolección de la muestra.
- 1 día sin tomar o aplicarse antibióticos.
- 1 día de abstinencia sexual.

Hisopado para diagnóstico molecular para Gonorrea y Clamidia

Hisopos vaginales recogidos por el paciente (en un entorno clínico), hisopos endocervicales (tomado por nuestros profesionales), hisopos faríngeos y rectales masculinos y femeninos.

Recomendaciones previas a la toma de la muestra:

- No orine durante 2 horas antes de que se tome la muestra.
- Las mujeres no deben hacerse lavados vaginales ni usar cremas o medicamentos vaginales durante al menos 24 horas antes de recolección de la muestra.
- 1 día sin tomar o aplicarse antibióticos.
- 1 día de abstinencia sexual.