



INDICACIONES

PARA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS

LABINCO IP-03-09

ACLARAMIENTO DE CREATININA

Se requiere orina de 24 horas y el mismo día que lleva esta muestra, tomar muestra de sangre.

Material necesario:

Frasco o galón de boca ancha, lavado con agua corriente, escurrir boca abajo, preferiblemente adquirirlo en el laboratorio.

NO SE ACEPTARÁN FRASCOS QUE HAYAN CONTENIDO PRODUCTOS QUÍMICOS TALES COMO: GASEOSAS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PRODUCTOS DE PERFUMERÍA, ETC.

Indicaciones previas:

- Concurrir al laboratorio para tomarle una muestra de sangre y llevar la orina de 24 hs.
- Esto debe ser el mismo día.

Recolección de la muestra:

- Desechar la primera orina de la mañana.
- Anotar la hora de descarte para tomarla como hora de inicio.
- Recolectar todo el volumen de todas las micciones hasta la primera del día siguiente inclusive
- Tape bien los recipientes y anote el horario de finalización (Este debe coincidir con el horario de descarte de la mañana anterior).
Por ejemplo: si descartó la orina a las 7 am, juntará todas las orinas siguientes en el frasco hasta las 7 am del día siguiente inclusive.

Importante:

- MANTENER SIEMPRE EN REFRIGERACIÓN (NO CONGELAR).
- Es necesario que recolecte toda la cantidad de orina y no una fracción, el resultado del análisis depende totalmente del volumen de la orina.
- Durante el tiempo que dure la recolección, no usar talco en la higiene personal.

OBSERVACIONES:

Si la prescripción médica solicitara **Examen general de orina**, la primera orina del día siguiente (la que completa las 24 hs.) deberá ser recolectada en un frasco aparte.

POR FAVOR, IDENTIFIQUE SU FRASCO CON NOMBRE Y APELLIDO.

Actualizado febrero 2022